



Das digitale Labor
für KFO und Schlafmedizin

Das digitale Labor

für KFO und
Schlafmedizin

BioBiteCorrector[®] Herbst

Die festsitzende
Zahnspange zur
Korrektur eines
Überbisses

BBC Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
Telefon: +49 (0)8651 / 9650099
Telefax: +49 (0)8651 / 9650098
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de
Url: bbc-orthotec.de




BioBiteCorrector® Herbst

Die festsitzende Zahnsperre zur Korrektur eines Überbisses



Die BioBiteCorrector® Herbst Zahnsperre ist ein sogenanntes funktionskieferorthopädisches Gerät und die moderne Version des bekannten Herbst-Scharniers.

Diese Version der BioBiteCorrector® Herbst Zahnsperre ist die stabile und festsitzende Lösung zur Korrektur eines Überbisses. Ein Überbiss ist eine Unterkiefer-Rücklage mit schlechter Verzahnung.



eine weniger gute
Verzahnung

eine gute
Verzahnung

Vorteile:

- Schnelles Ergebnis
- Die Apparatur ist mitarbeitsunabhängig, wirkt 24 Stunden pro Tag und ist deshalb sehr erfolgreich. Die Korrektur der Unterkieferrücklage erfolgt schneller als mit herausnehmbaren Geräten
- Modernes digitales CAD/CAM Design
- Das sehr flache und grazile Design sorgt für einen tollen Trage- und Sprachkomfort. Die Metallbasis sorgt für hohe Stabilität.
- Biokompatibles Titan
- Das BBC Teleskop ist vollständig aus Titan gefertigt und lasergeschweißt.
- Guter Biss
- Der BBC sorgt für eine richtige Unterkieferposition und dafür, dass die Zähne richtig miteinander verzahnen.
- Kürzere Bracket-Tragezeit
- Korrigiert die Unterkieferrücklage vor der Behandlung mit der festen Zahnsperre (Brackets). Die Behandlungszeit mit Brackets wird verkürzt.

