



Le laboratoire digital
pour l'orthodontie et la médecine du sommeil

Le laboratoire digital

pour l'orthodontie
et la médecine
du sommeil

BioBiteCorrector[®] Sleep Appliance

L'appareil anti
ronflement télescopique
avec joints à rotule



BBC Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2
83435 Bad Reichenhall
Allemagne
Tel.: +49 (0)8651 / 9650099
Fax: +49 (0)8651 / 9650098
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de
Url: bbc-orthotec.de

Le BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** est le premier appareil anti-ronflement au monde composé intégralement de bielles en titane avec des joints à rotule.


Le titane est biocompatible et hypoallergénique.

Les bielles sont légères, élégantes et en même temps très solides. Grâce à ses 4 joints à rotule le BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** permet tous les mouvements de la bouche et de la mandibule et assure un confort optimal au patient.

Flux de travail digital fabriqué en Allemagne:

Le BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** est conçu à l'aide d'un logiciel 3D puis réalisé par fraisure (CAO/FAO).

Le BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** est entièrement produit en Allemagne.



Ouvert du côté incisal

BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** Traitement efficace du ronflement et de l'apnée du sommeil



défaut Design

Avantages:

- Un appareil anti-ronflement composé intégralement de bielles en titane
- Biocompatible et hypoallergénique
- Flexibilité thermoactive
- Sans MMA (0% de résidus de monomère)
- Auto-ajustable grâce à l'effet de mémoire
- Liberté de fermeture de la bouche presque complète
- Réglage continu
- Ajustement précis grâce aux douilles d'espacement
- Confort d'utilisation maximum grâce aux joints à rotule
- Conception numérique (CAO/FAO)
- Surface de la gouttière avec support occlusale balancé
- Avantages validés et approuvés de la tige BioBite**Corrector**[®]
- Gouttière fraisée de haute qualité
- Confort d'utilisation élevé grâce à sa faible épaisseur