



Le laboratoire digital
pour l'orthodontie et la médecine du sommeil

Le laboratoire digital

pour l'orthodontie
et la médecine
du sommeil

BioBiteCorrector®

La solution simple
pour une correction
de la classe II avec
un appareil fixe

BBC Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2
83435 Bad Reichenhall
Allemagne

Tel.: +49 (0)8651 / 9650099
Fax: +49 (0)8651 / 9650098
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de
Url: bbc-orthotec.de




BioBite**Corrector**®

La solution simple pour une correction de la classe II avec un appareil fixe



Cette version du BioBite**Corrector**® (BBC) est utilisée pour les patients qui sont déjà appareillés en multibracket.

Le BioBite**Corrector**® est utilisé pour la correction d'une classe II. La celle-ci est caractérisée par une arcade plus avancée supérieure saillante par rapport à la mâchoire inférieure le qui entraîne une mauvaise occlusion.



Malocclusion

Bon engrènement

Avantages:

- Résultat rapide
- L'appareil agit sans coopération de la part des patients 24 heures sur 24. La malocclusion de la mandibule est plus rapidement corrigée qu'avec des élastiques.
- Bonne occlusion
- Le BBC garantit la position idéale de la mandibule et le bon engrènement.
- L'utilisation du BBC peut éviter l'extraction de dents permanentes et le traitement avec une force extra orale.
- Le BioBite**Corrector**® est à peine visible de l'extérieur
- Grand confort d'utilisation
- La technologie moderne permet une large ouverture de la bouche et des mouvements latéraux.
- Titane biocompatible
- La tige télescopique BBC est fabriquée en titane et soudée au laser

