

# Laborauftrag

## Digitale BBC-Sleep Appliance



Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

### Praxis:

Praxisname: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/in: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_


PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Rückrufnummer: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Referenz: \_\_\_\_\_



### Patient/in:

Name: \_\_\_\_\_

**Versicherung:**  gesetzlich  privat

BEMA Nr.: \_\_\_\_\_

### Ihre Unterlagen:

Gipsmodell

STL-File

Abformung

Für die Fertigung einer Anti-Schnarchschiene ist ein Konstruktionsbiss erforderlich!

Sollten Sie uns die Daten digital übermitteln, so muß der Bukkalscan in Konstruktionsbisslage erfolgen!

### Titrierbarkeit:

**Standard Einstellung:**

stufenlos von -1,5 mm Retrusion

bis +2,5 mm Protrusion

Eine zusätzliche Protrusion durch Distanzhülsen möglich.

individuelle stufenlose Einstellung (4 mm Bereich):

von ..... mm Retrusion

bis ..... mm Protrusion

### Schienenstärke:

**Standard Schienenstärke:**

1,5 mm

individuelle Schienenstärke:

OK ..... mm (1,2 mm - 2,0 mm)

UK ..... mm (1,2 mm - 2,0 mm)

### Skelettierung im Oberkiefer inzisal:

**Standard ohne Skelettierung**

individuell mit Skelettierung

### Optionen:

Titan-Distanzhülsen 2,0 mm (10 Stk./Pck.) ..... + 18,90 €

Schraubenschlüssel (2 Stk.) ..... + 34,00 €

Intraorale Non-Latex-Gummiringe Ø 5/16" (8 mm), 2,7 oz. (100 Stk./Pck.) ..... + 2,00 €

Intraorale Non-Latex-Gummiringe Ø 1/4" (5 mm), 2,7 oz. (100 Stk./Pck.) ..... + 2,00 €

### Fertigungszeit:

Standard

Express

6-10 Werktage

5 Werktage + 80,00 Euro inkl. Expressversandkosten

Die Fertigungszeit gilt ab Tag der Anlieferung bis 12.00 Uhr

zzgl. Versanddauer (je nach Lieferbedingungen des Zustelllandes)

### Anmerkungen:

Der Auftrag wird zu den allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen des Zahntechnikerhandwerks ausgeführt.  
Es erfolgt keine Auftragsbestätigung. Alle Preise exklusive MwSt.

**BBC-Orthotec GmbH**

Innsbrucker Str. 2 | 83435 Bad Reichenhall  
T: +49 (0) 8651/9650099 | F: +49 (0) 8651/9650098 | E: lab@bbc-orthotec.de